

Cómo tomar las muestras

- Plumas:**
1. No es preciso un kit especial para las plumas. Una bolsa de plástico o sobre de papel son suficientes. Un sobre es mejor, ya que permitirá que la muestra seque en el interior. Esto reduce el riesgo de deterioro de la muestra.
 2. Anote en un sobre o bolsa con la especie del ave y su identificación. Copie la misma información en la tabla a continuación.
 3. Arranque (no corte) 2 - 3 plumas de la cola o del ala (NO plumas del pecho o dorso).
 4. Las plumas deberán tener aproximadamente 4 - 10cm de largo. Si la pluma tiene sangre, tome una sola pluma y déjela secar al aire.
 5. Introduzca las plumas en sus sobres/bolsas y envíelas junto con el formulario de solicitud a nuestra dirección (abajo).
- Sangre:**
1. Utilice un kit de toma de muestras (contáctenos para solicitar su kit: los kits para muestras de sangre tienen un coste adicional).
 2. Anote en el extremo de la tarjeta la especie e identificación del ave. Copie la misma información en la tabla a continuación.
 3. Sujete al ave suave pero firmemente. Pinche la vena metatarsial (pata) con una aguja o lanceta estéril y deje que se forme una gota de sangre antes de acercar la tarjeta a la sangre. Sólo es necesaria una gota.
 4. Esterilice la lanceta o utilice una nueva para cada ave. Asegúrese de que el ave ha dejado de sangrar antes de devolverla a su jaula.
 5. Deje secar la sangre al menos durante 20 minutos antes de guardar la tarjeta en la bolsa de plástico.
 6. Envíe las muestras junto con el formulario de solicitud a nuestra dirección (abajo).

Información sobre las muestras

	Especie (tipo) de ave	Identificación o nombre	A completar en laboratorio (no escriba)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

Envío

Envíe sus muestras por correo normal o certificado a:

DNA SOLUTIONS
Apdo. Correos 800
41080 Sevilla